



# Oxivir Plus Spray

## Detergente e desinfetante de largo espectro

### Descrição

Oxivir Plus Spray da Diversey é um detergente desinfetante pronto a usar para utilização em superfícies duras não porosas e em algum mobiliário delicado.

### Propriedades

- Bactericida, virucida, leveduricida, fungicida e esporicida
- Formulação ácida patenteada à base de peróxido de hidrogénio (AHP)
- Tempos de contacto reduzido
- Poder de limpeza efetivo
- Sem perfume

### Benefícios

- Testado de acordo com as diversas normas europeias e aprovado como desinfetante de largo espectro incluindo HIV, HBV, HCV, Avian Influenza, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, MRSA, VRE e Norovirus
- Limpa e desinfeta num só passo, reduzindo assim o tempo de trabalho
- Excelente poder de limpeza, incluindo descalcificação, dispensando assim a necessidade de limpeza prévia
- Seguro para os utilizadores. Não contém irritantes respiratórios
- Fórmula à base de AHP, não danifica as superfícies, aumentando o tempo de vida dos equipamentos
- Seguro para o ambiente. Os agentes ativos dão origem a água e oxigénio
- Adequado para usar em zonas de alto risco, como áreas hospitalares, incluindo BO, UCI, UCIN e enfermarias

### Instruções de utilização

#### Limpeza e desinfecção com pulverizador:

1. Remover a sujidade difícil.
2. Pulverizar o produto diretamente na superfície.
3. Limpar com um pano limpo.

**Nota:** Para desinfecção do Norovirus pré-limpar a superfície antes de a desinfetar. Deixar a superfície molhada dois minutos

#### Dosagem:

Pronto a usar. Aplicar puro.



© A.I.S.E.



# Oxivir Plus Spray

## Dados Técnicos

Aspeto: Líquido amarelo, transparente

pH (em uso): 1,8

Densidade relativa (20 °C): 1,000

*Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.*

## Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – [sds.diversey.com](https://sds.diversey.com). Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Apenas para uso profissional / especialistas.

## Compatibilidade do produto

Não misturar com outros produtos químicos. Não usar em superfícies sensíveis a ácidos. Segundo as recomendações de utilização, Diversey Oxivir Plus Spray é adequado para uso na maioria dos materiais normalmente encontrados.

## Dados microbiológicos

Eficácia comprovada de acordo com as normas europeias EN: EN1276, EN13697, EN1650, EN14476, EN13624 e EN13727.

## Informação ecológica

Os tensoativos usados neste produto são biodegradáveis de acordo com os requisitos estabelecidos pelo Regulamento da UE EC 648/2004, relativo aos detergentes.