



Diversey™

CLAX® Tabs

33E1

## Pastilhas para lavagem de roupa de elevado desempenho, especialmente indicadas para roupa de cor

### Descrição

Clax Tabs é um detergente completo de lavagem principal, em pastilhas, especialmente formulado para utilização em lavandarias comerciais e outras. O produto foi desenvolvido para doseamento automático e manual e pode ser usado em águas de qualquer dureza. Clax Tabs é adequado para a lavagem de todos os tecidos de cor, exceto tecidos muito delicados e lã.

### Propriedades

Clax Tabs contém enzimas e uma mistura efetiva de tensoativos, sequestrantes da dureza da água, agentes antiacidez e anticorrosão. A mistura bem equilibrada de tensoativos resulta numa excelente remoção de gorduras/óleos, dispersando as partículas e os componentes da sujidade. Os zeólitos garantem uma baixa concentração de iões de dureza na água, evitando a precipitação dos componentes do detergente. Adicionalmente, outros ingredientes com propriedades antirredeposição e anti-incrustação foram incluídos no produto. Clax Tabs também foi formulado com silicatos que funcionam como agentes anticorrosão. A presença de um eficaz sistema de enzimas leva à degradação das proteínas, facilitando a remoção de sujidades proteicas, tais como sangue ou nódos de alimentos, mas também de amido e sujidade gordurosa. Clax Tabs é um detergente de lavagem principal de doseamento único, muito eficaz, que pode ser utilizado em hospitais e outros estabelecimentos de cuidados de saúde, bem como lavagem de roupa de hotéis, restaurantes e fardas.

### Benefícios

- Excelente desempenho numa vasta gama de nódos e tipos de sujidades
- Previne o acinzentamento da roupa; estabiliza as partículas de sujidade na água de lavagem
- Previne a corrosão dos componentes da máquina
- Muito eficaz em sujidades proteicas (ex.: sangue e nódos de alimentos)
- Previne o desvanecimento da cor dos tecidos

### Instruções de utilização

Utilizar duas pastilhas por carga de lavagem. Para roupa muito suja, deverão ser utilizadas três pastilhas.

Para melhores resultados: (i) Utilizar água tratada, (ii) Separar artigos de algodão poliéster de outros artigos e lavar separadamente, (iii) Separar artigos brancos dos coloridos, (iv) Sub-separar em artigos de sujidade baixa, média e elevada

\*Os níveis de dosagem foram estabelecidos para condições ideais de utilização, pelo que poderão variar de acordo com a situação de cada cliente (dureza da água, nível de sujidade, procedimentos). Para informação mais detalhada, consulte, por favor, o seu representante Diversey.





Diversey™

CLAX® Tabs

33E1

#### Dados Técnicos

Aspeto: Pastilhas redondas brancas com microesferas rosa

pH (solução de 10% a 20 °C): 9,6

Peso da pastilha (gr): 30

*Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.*

#### Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – <https://sds.diversey.com>. Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Apenas para uso profissional / especialistas.

[www.diversey.com](http://www.diversey.com)

© 2021 Diversey, Inc. Todos os direitos reservados. 29/11/2021 pt-PT (P91087)